



Preventivo di spesa, Data: _____

Ordine, Data: _____

Secondo impostazione aziendale AGB PRO ACTIV GmbH

Indirizzo Rivenditore:

N.Cliente: _____

Nome: _____

Via: _____

Città: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Contatto: _____

Indirizzo Fatturazione (vedi Sotto)

N.Cliente: _____

Nome: _____

Via: _____

Città: _____

Indirizzo Fornitura (vedi Sotto)

N.Cliente: _____

Nome: _____

Via: _____

Città: _____

Dati Utilizzatore / Commissione:

Nome: _____

Via: _____

Città: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Data Nascita: _____

Resp.: _____

Pagamento: _____

Indicazioni: _____

NJ1 Kompaktbike

Con cambio al mozzo e freno a rocchetto

Peso massimo Trainato 100kg

- Telaio rinforzato con tubi diagonali
- Unità propulsiva smontabile con meccanismo eccentrico
- Impugnature inclinate ad „A“ con armature freno e cambio integrate
- Schienale regolabile in inclinazione
- Campanatura ruote posteriori 6°
- Freno a Rocchetto integrato nel Cambio al Mozzo
- Freni a Pattino Shimano V-Brake incluso freno di arresto
- Bandierina di sicurezza

9100101000 € 3.390,00

Presa in Carico Utente:

**Fornitura, Istruzione e Consegna
All'Utente attraverso PROACTIV**

Cat. I

9990000003 € 680,00
Piu spese di spedizione

Cat. II

9990000011 € 980,00
Piu spese di spedizione

Cat. III

9990000012 € 1.210,00
Piu spese di spedizione

Misure Corporee

Altezza totale: _____ cm

Peso: _____ kg

Colori Telaio

Informazioni ed immagini d'esempio su :
<http://www.proactiv-gmbh.eu/it/colori.php>

Bianco RAL 9016

- lucido 9000100170-023
 opaco 9000100170-123 € 33,30

Argento brillante

- lucido 9000100170-011

Antracite RAL 7016

- lucido 9000100170-001
 opaco 9000100170-101 € 33,30

Nero RAL 9005

- lucido 9000100170-003
 opaco 9000100170-019 € 33,30

Nero effetto argentato

- lucido 9000100170-007

Arancione RAL 2004

- lucido 9000100170-022

Fire Red

- lucido 9000100170-018
 opaco 9000100170-118 € 33,30

Rosa Fucsia RAL 4010

- lucido 9000100170-037
 opaco 9000100170-137 € 33,30

Blu Sky

- lucido 9000100170-017

Blu pastello RAL 5024

- lucido 9000100170-036
 opaco 9000100170-136 € 33,30

Marina blu

- lucido 9000100170-045
 opaco 9000100170-145 € 33,30

Apple green

- lucido 9000100170-014
 opaco 9000100170-114 € 33,30

Lemon green

- lucido 9000100170-005
 opaco 9000100170-105 € 33,30

Viola

- lucido 9000100170-044

Giallo RAL 1023

- lucido 9000100170-046
 opaco 9000100170-146 € 33,30

Rosso RAL 3001

- lucido 9000100170-047
 opaco 9000100170-147 € 33,30

Transparente

- lucido 9000100170-029

Colore Unità Propulsiva

Argento, Unità propulsiva anodizzata

- 9110100170-000
**Black Shadow,
Unità propulsiva Nero
RAL 9005, lucido**
 9110100170-001 € 103,80

- Forcella DX e SX
- Ponte Forcella sopra e sotto
- Torretta

Cambio al Mozzo

Shimano "Nexus" 7 Rapporti Con Cambio al Mozzo

- 9100200022
Manopola per Cambio "Grip-Shift"
Guarnitura: Corona a 32 Denti
Pacco Pignoni 20 Denti
(con Torretta misura L -19 Denti)
Numero Repertorio 303172



Shimano "Nexus" 8 Rapporti Con Cambio al Mozzo

- 9100200023 € 138,50
Manopola per Cambio "Grip-Shift"
Guarnitura: Corona a 32 Denti
Pacco Pignoni 20 Denti
(con Torretta misura L -19 Denti)
Numero Repertorio 303173



Accessori per Cambi

Mountaindrive 2,5 : 1 Riduttore di Forza collegato con cambio al mozzo

- 9100200003 € 499,80


Ingranaggio meccanico planetario per il raddoppio dei rapporti. Tutti i rapporti (del riduttore e dell'ingranaggio) possono essere variati da fermo! Solo in combinazione con misura scartamento della pedaliera cm 40 o 45!



Telaio

Geometria del Telaio

- Lunghezza 104cm
Larghezza seduta ca. 39cm
9100100000-001
- Lunghezza 116cm
Larghezza seduta ca. 39cm
9100100000-002
- Lunghezza 116cm
Larghezza seduta ca. 43cm
9100100000-003 € 161,20
- Versione Heavy Duty
Fino a 120kg di peso
Corporeo
9100800013 € 335,50



Dimensioni


Scartamento della pedaliera

- Distanza Impugnature 40cm
9100500100-040
- Distanza Impugnature 45cm
9100500100-045
- Distanza Impugnature 50cm
9100500100-050



Torretta

- XS (X/Y 113/130)
9100501100-004
- S (X/Y 67/153)
9100501100-003
- M (X/Y 90/250)
9100501100-001



Torretta Regolabile

- 9110500001 **€ 182,90**

Regolabile in Lunghezza ed Inclinazione.

Indicare a quale misura di torretta standard deve riferirsi.



Misura: _____

In assenza di indicazione specifica della misura, verrà fornita impostazione della misura S.

Fornibile fino alla misura S

Pedivelle

- Lunghezza 155mm
9100600100-155
- Lunghezza 175mm
9100600100-175
- Lunghezza 195mm
9100600100-195



Pedivelle su misura Lunghezza Pedivelle _____mm (Minimo 125mm)

- 9100600101 **€ 155,80**

Appoggiagambe/Piedi

Appoggiapiedi Diviso

- 9100100008
montati sulla forcella, per arti inferiori corti
Altezza utilizzatore max. 165 cm!



Appoggiapiedi chiusa anteriormente

- 9100100009
Fissaggio alla Forcella



Appoggiapiedi fissato al Telaio

- 9100100010 **€ 400,40**
Piedi e gambe non influenzati dalle sterzate
Aumenta la larghezza totale!
Non in combinazione con carter di protezione gambe/piedi.



Battuta per Appoggiapiedi

- 9100100012 **€ 71,90**



Stabilizzatori Coscia

- 9100100013 **€ 127,90**



Schienale

Schienale in Lamiera con imbottitura Foam 1,5cm di spessore


- 9100800000



Schienale con Telo body contour

- 9100800010 **€ 123,80**

Con Imbottitura 3cm
Fodera: Nera, Traspirante



Telo Seduta

Telo seduta a fasce e chiusura a velcro

- 9100801010



Telo seduta body contour

- 9100801025
traspirante, con effetto ammortizzazione



Cuscini

| Forma | Cuscino "Standard" 9100000190 | Cuscino con apertura anteriore per telaio con stabilizzatori di coscia 9100800103 |
|----------------------------------|-------------------------------|---|
| Misura in cm | | |
| Chassis: 104 SB: 39 ST: 30 | -001 <input type="checkbox"/> | -001 <input type="checkbox"/> |
| Chassis: 116 SB: 39 ST: 40 | -002 <input type="checkbox"/> | -002 <input type="checkbox"/> |
| Chassis: 116 SB: 43 ST: 40 | -003 <input type="checkbox"/> | -003 <input type="checkbox"/> |
| Prezzo | € 88,30 | € 161,10 |

Fodera: nera, traspirante a superficie aperta
Altezza Cuscino: 4 cm

Cuscino aperto anteriormente per sistemi con staffe stabilizzatrici cosce

Ruote

Ruote con Cerchio a Doppia Parete Rinforzata

- 26" (559)
9100104260

Copertoni

Schwalbe "Durano"

26x1,1" (559-28)
9100105000

Racing-Slic



Schwalbe Marathon Plus Tour

26x2,0" (559-50) € 58,80
9100105140



Accessori Bike

Paraspruzzi estraibile

9110502100 € 45,80



Carter di protezione Gambe/Piedi

9100100231 € 141,50

Protezione per utilizzo ruote da MTB
Fissata alla forcella
Colore: Nero opaco



Barra protettiva posteriore Fissata sull'asse ruote posteriori

9100800100 € 171,80

Con pinza di fissaggio 40mm



Poggianuca

9100800150 € 206,00

Regolabile in altezza ed inclinazione



Cintura per Fissaggio Pelvico

9100800200 € 93,50



SIGMA BC 1200 Bike-Computer

9110901000 € 55,30

Senza fili



SIGMA BC 1606L DTS Bike-Computer

9110900018 € 135,20

Senza fili
completo di Set misurafrequenza



Tubo per predisposizione montaggio accessori

Ø 22mm x 42mm

(Set illuminazione, tachimetro ecc.)

9110903271 Np. á € 18,30

Colore: Alluminio Anodizzato

____ N° Pezzi

Set illuminazione SIGMA Lightster LED con fissaggio

9100900019 € 102,50

con caricabatterie e batterie
(4 Pz. NICD)
Faro anteriore e posteriore



Accessori per Utenti con ridotta Funzionalità "Sistemi per Tetra"

Staffe ferma Polso regolabili

9110601101 € 140,30



Staffe ferma Polso regolabili

9110601100 € 135,90



Staffe ferma polso mano regolabili inclinazione e larghezza

9110601102 € 158,60

Soluzione altamente stabilizzante, con
opponente in tubo con imbottitura in foam
da 20 mm



Annotazioni e Note:

Per conferma ordine come da scheda compilata

____ Luogo, Data

____ Firma (Utilizzatore)

____ Luogo, Data

____ Firma (Rivenditore)