



Preventivo di spesa, Data: _____

Ordine, Data: _____

Secondo impostazione aziendale AGB PRO ACTIV GmbH

Indirizzo Rivenditore:

N.Cliente: _____

Nome: _____

Via: _____

Città: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Contatto: _____

Indirizzo Fatturazione (vedi Sotto)

N.Cliente: _____

Nome: _____

Via: _____

Città: _____

Indirizzo Fornitura (vedi Sotto)

N.Cliente: _____

Nome: _____

Via: _____

Città: _____

Dati Utilizzatore / Commissione:

Nome: _____

Via: _____

Città: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Data Nascita: _____

Resp.: _____

Pagamento: _____

Indicazioni: _____

NJ1 Kompaktbike RS

**Con Cambio meccanico a Catena o
Sistema di sganciamento per Marcia Indietro
e Freno a Disco**

Peso Massimo Trainato 100kg

- Telaio rinforzato con tubi diagonali
- Unità propulsiva smontabile con meccanismo eccentrico
- Impugnature inclinate ad „A“ con armature freno e cambio integrate
- Schienale regolabile in inclinazione
- Campanatura ruote posteriori 6°
- Sistema frenante a disco "Magura"
- Freni a Pattino Shimano V-Brake incluso freno di arresto
- Bandierina di sicurezza

9100100000 € 3.940,00

Presa in Carico Utente:

**Fornitura, Istruzione e Consegna
All'Utente attraverso PROACTIV**

Cat. I

9990000003 € 680,00

Piu spese di spedizione

Cat. II

9990000011 € 980,00

Piu spese di spedizione

Cat. III

9990000012 € 1.210,00

Piu spese di spedizione

Misure Corporee

Altezza totale: _____ cm

Peso: _____ kg

Colori Telaio

Informazioni ed immagini d'esempio su :
<http://www.proactiv-gmbh.eu/it/colori.php>

Bianco RAL 9016

- lucido 9000100170-023
 opaco 9000100170-123 € 33,30

Argento brillante

- lucido 9000100170-011

Antracite RAL 7016

- lucido 9000100170-001
 opaco 9000100170-101 € 33,30

Nero RAL 9005

- lucido 9000100170-003
 opaco 9000100170-019 € 33,30

Nero effetto argentato

- lucido 9000100170-007

Arancione RAL 2004

- lucido 9000100170-022

Rosso

- lucido 9000100170-018
 opaco 9000100170-118 € 33,30

Rosa Fucsia RAL 4010

- lucido 9000100170-037
 opaco 9000100170-137 € 33,30

Blu Sky

- lucido 9000100170-017

Blu pastello RAL 5024

- lucido 9000100170-036
 opaco 9000100170-136 € 33,30

Marina blu

- lucido 9000100170-045
 opaco 9000100170-145 € 33,30

Apple green

- lucido 9000100170-014
 opaco 9000100170-114 € 33,30

Lemon green

- lucido 9000100170-005
 opaco 9000100170-105 € 33,30

Viola

- lucido 9000100170-044

Giallo RAL 1023

- lucido 9000100170-046
 opaco 9000100170-146 € 33,30

Rosso RAL 3001

- lucido 9000100170-047
 opaco 9000100170-147 € 33,30

Transparente

- lucido 9000100170-029

Colore Unità Propulsiva

Argento,

Unità propulsiva anodizzata

- 9110100170-000

Black Shadow, Unità propulsiva Nero RAL 9005, lucido

- 9110100170-001 € 103,80

- Forcella DX e SX
- Ponte Forcella sopra e sotto
- Torretta

Cambio a Catena

Shimano Deore 3x9 Rapide Fire 27 Rapporti Cambio a Catena

- 9100200018

Guarnitura: Corone con 22-32-44 Denti,
Pacco Pignoni 11-13-15-17-20-23-26-30-32
Denti
Numero Repertorio 303170



Shimano Deore XT 1x11 Rapid Fire Cambio Meccanico a Catena 11 Rapporti

- 9110200034 € 151,00

Cambio meccanico con attuatore su
Manopola.

11 Rapporti Guarnitura:

Corone 11-42 Denti

Non in combinazione con Copertone
Schwalbe Knobby 20x2" e Schwalbe "Big
Ben" 20x2,15"



Shimano Deore XT 1x11 DI2 Attuatore a Pulsante per cambio meccanico a catena 11 Rapporti.

- 9110200035 € 1.175,00

Cambio Elettronico con attuatore su
maniglia per 11 rapporti, guarnitura 11-42
Denti.

Non in combinazione con copertone
Schwalbe Knobby 20x2" e Schwalbe "Big
Ben" 20x2,15"



Shimano Deore XT 1x11 DI2 Rapid Fire Cambio Meccanico A catena 11 Rapporti.

- 9110200032 € 1.138,00

Cambio Elettronico con attuatore su
maniglia per 11 Rapporti, Guarnitura
11-42 Denti.

Non in combinazione con copertone
Schwalbe Knobby 20x2" e Schwalbe "Big
Ben" 20x2,15"



Shimano Deore XT 1x11 DI2 Cambio a Mento Cambio meccanico a catena 11 Rapporti.

- 9110200033 € 1.245,00

Cambio Elettronico con attuatore su leva
azionabile a mento (Versione per Tetra).

11 Rapporti Guarnitura 11-42 Denti.

Non in combinazione con copertone
Schwalbe Knobby 20x2" e Schwalbe "Big
Ben" 20x2,15"



Cambio al Mozzo

Shimano "Alfine" 11 Rapporti con cambio al Mozo

9100200026 € 88,60

Leve Cambio "Rapid Fire"
Guarnitura: Corona 32 Denti,
Pacco Pignone 20 Denti
(con Torretta mis.L 19 Denti)



Rohloff "Speedhub 500/14" 14-Rapporti con Cambio al Mozzo

9100200027 € 1.037,90

Sistema Cambio su maniglia "Grip-Shift"
Guarnitura: Corona 32 Denti,
Pacco Pignone 16 Denti
Numero Repertorio 303174



Accessori per Cambi

Mountaindrive 2,5 : 1 Riduttore di Forza collegato con cambio al mozzo

9100200003 € 499,80

Ingranaggio meccanico planetario per il
raddoppio dei rapporti.
Tutte i rapporti (del riduttore e
dell'ingranaggio)
possono essere variati da fermo!
Solo in combinazione con misura
scartamento
della pedaliera cm 40 o 45!



Mountaindrive 2,5 : 1 Riduttore di Forza collegato con cambio Meccanico

9100200006 € 371,30

Ingranaggio meccanico Planetario per il
raddoppio dei rapporti. Sostituisce le 3
Corone e permette il cambio dei rapporti da
fermo.
Solo in combinazione con misura
scartamento
della pedaliera cm 40 o 45!



Accessori per Cambi a Catena

Manopola per Cambio "Grip-Shift" 3 Rapporti Montaggio a Sinistra

9110200017 € 43,30

Manopola SRAM-Centera per 3-Rapporti
In collegamento con Shimano Deore oppure
XT Cambio meccanico a Catena!



Manopola per cambio "Grip-Shift" 9 Rapporti Montaggio a Destra

9110200016 € 43,30

Manopola SRAM-Centera per 9-Rapporti
In collegamento con Shimano Deore oppure
XT Cambio meccanico a Catena!



Leva Deragliatrice per deragliamento Manuale -3 Corone

9100200020 € 55,80

Leva deragliatrice manuale per variazione
posizione catena sulle corone



Sistema Frenante

Sistema frenate HD ad alto rendimento "Magura "

9100300101 € 78,60

Consigliato per pesi corporei sopra gli 80 kg



2. Sistema Frenante Indipendente a Disco "Magura"

9100300100 € 183,90

Senza sistema frenante a pattino Shimano
V-Break. Solo in combinazione con il
sistema frenante ad alto rendimento
"Magura "!

Telaio


Geometria del Telaio

Lunghezza 104cm
Larghezza seduta
ca. 39cm
9100100000-001

Lunghezza 116cm
Larghezza seduta
ca. 39cm
9100100000-002

Lunghezza 116cm
Larghezza seduta
ca. 43cm
9100100000-003 € 161,20

Versione Heavy Duty
Fino a 120kg di peso
Corporeo
9100800013 € 355,50




Dimensioni

Scartamento della pedaliera

Distanza Impugnatura
40cm
9100500100-040

Distanza Impugnatura
45cm
9100500100-045

Distanza Impugnatura
50cm
9100500100-050




Torretta

XS (X/Y 113/130)
9100501100-004

S (X/Y 67/153)
9100501100-003

M (X/Y 90/250)
9100501100-001



Torretta Regolabile

9100500001 € 182,90

Regolabile in Lunghezza ed Inclinazione.

Indicare a quale misura di torretta standard
deve riferirsi.



Misura: _____

In assenza di indicazione specifica della
misura, verrà fornita impostazione della
misura S.

Fornibile fino alla misura S



Pedivelle

- Lunghezza 155mm
9100600100-155
- Lunghezza 175mm
9100600100-175
- Lunghezza 195mm
9100600100-195



Pedivelle su misura
Lunghezza Pedivelle _____mm
(Minimo 125mm)

- 9100600101 € 155,80

Appoggiagambe/Piedi

Appoggiapiedi Diviso

- 9100100008
montati sulla forcella, per arti inferiori
Altezza utilizzatore max. 165 cm!



Appoggiapiedi chiusa anteriormente

- 9100100009
Fissaggio alla Forcella



Appoggiapiedi fissato al Telaio

- 9100100010 € 400,40

Piedi e gambe non influenzati dalle sterzate
Aumenta la larghezza totale!
Non in combinazione con carter di
protezione gambe/piedi.



Battuta per Appoggiapiedi

- 9100100012 € 71,90



Stabilizzatori Coscia

- 9100100013 € 127,90



Schienale

**Schienale in Lamiera con
imbottitura Foam 1,5cm di spessore**

- 9100800000



Schienale con Telo body contour

- 9100800010 € 123,80

Con Imbottitura 3cm
Fodera: Nera / Traspirante



Telo Seduta

**Telo seduta a fasce e chiusura a
velcro**

- 9100801010



Telo seduta body contour

- 9100801025



Cuscini

Forma	Cuscino "Standard" 9100000190	Cuscino con apertura anteriore per telai con stabilizzatori di coscia 9100800103
Misura in cm		
Chassis: 104 SB: 39 ST: 30	-001 <input type="checkbox"/>	-001 <input type="checkbox"/>
Chassis: 116 SB: 39 ST: 40	-002 <input type="checkbox"/>	-002 <input type="checkbox"/>
Chassis: 116 SB: 43 ST: 40	-003 <input type="checkbox"/>	-003 <input type="checkbox"/>
Prezzo	€ 88,30	€ 161,10

Fodera: nera, traspirante a superficie aperta
Altezza Cuscino: 4 cm

Cuscino aperto anteriormente per sistemi con staffe stabilizzatrici
coscie

Ruote

**Ruote con Cerchio a Doppia Parete
Rinforzata**

- 26" (559)
9100104260

Copertoni

Schwalbe Durano

- 26x1,1" (559-28)
9100105000
Racing Slic



Schwalbe Marathon Plus Tour

- 26x2,0" (559-50) € 58,80
9100105140



Accessori Bike

Paraspruzzi estraibile

- 9110502100 € 45,80



Carter di protezione Gambe/Piedi

- 9100100231 € 141,50

Protezione per utilizzo ruote da MTB
Fissata alla forcella
Colore: Nero opaco

**Barra protettiva posteriore
Fissata sull'asse ruote posteriori**

9100800100 € 171,80



Poggianuca

9100800150 € 206,00

Regolabile in altezza ed inclinazione



Cintura per Fissaggio Pelvico

9100800200 € 93,50



**SIGMA BC 1200
Bike-Computer**

9110901000 € 55,30

Senza fili



**SIGMA BC 1606L DTS
Bike-Computer**

9110900018 € 135,20

Senza fili
completo di Set misura frequenza



**Tubo per predisposizione
montaggio accessori
Ø 22mm x 42mm
(Set illuminazione, tachimetro ecc.)**

9110903271 Pz. á € 18,30

Colore: Alluminio Anodizzato

____ N° Pezzi



**Set illuminazione SIGMA Lightster
LED con fissaggio**

9100900019 € 102,50

con caricatori e batterie
(4 Pz. NICD)
Faro anteriore e posteriore



**Accessori per Utenti con ridotta Funzionalità
"Sistemi per Tetra"**

Staffe ferma Polso regolabili

9110601101 € 140,30



Staffe ferma Polso regolabili

9110601100 € 135,90



**Staffe ferma polso mano regolabili
inclinazione e larghezza**

9110601102 € 158,60

Soluzione altamente stabilizzante, con
opponente in tubo con imbottitura in foam
da 20 mm



Annotazioni e Note:

Per conferma ordine come da scheda compilata

Luogo, Data

Firma (Utilizzatore)

Luogo, Data

Firma (Rivenditore)