



Preventivo di spesa, Data: _____

Ordine, Data: _____

Secondo impostazione aziendale AGB PRO ACTIV GmbH

Indirizzo Rivenditore:

N.Cliente: _____
Nome: _____
Via: _____
Città: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Contatto: _____

Indirizzo Fatturazione (vedi Sotto)

N.Cliente: _____
Nome: _____
Via: _____
Città: _____

Indirizzo Fornitura (vedi Sotto)

N.Cliente: _____
Nome: _____
Via: _____
Città: _____

Dati Utilizzatore / Commissione:

Nome: _____
Via: _____
Città: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Data Nascita: _____
Resp.: _____
Pagamento: _____
Indicazioni: _____

NJ1 el. Kompaktbike RS

Peso massimo Trainato 100kg
5 diverse Trazioni per molteplici campi di impiego,
composti da:

- Telaio completo di supporto Batteria
- Unità propulsiva smontabile con meccanismo eccentrico di sgancio rapido
- Impugnature inclinate ad „A“ con armature freno e cambio integrate
- Schienale regolabile in inclinazione
- Campanatura ruote posteriori 6°
- Freno a Disco Idraulico
- Freno a pattino Shimano V-Brake con sistema immobilizzazione
- Bandierina di sicurezza

Presca in Carico Utente:

**1. Fornitura, Istruzione e Consegna
All'Utente attraverso PROACTIV**

Cat. I

9990000003 € 680,00
Piu spese di spedizione

Cat. II

9990000011 € 980,00
Piu spese di spedizione

Cat. III

9990000012 € 1.210,00
Piu spese di spedizione

Misure Corporee

Altezza totale:: _____ cm

Peso: _____ kg

Colore Unità Propulsiva

**Argento,
Unita' propulsiva anodizzata**

9110100170-000

**Black Shadow,
Unita' propulsiva Nero
RAL 9005, Lucido**

9110100170-001 **€ 103,80**

- Forcella DX e SX
- Ponte Forcella sopra e sotto
- Torretta

Trazione Neodrives

Neodrives

**"Motore a mozzo per propulsione
Forte con massima resa e Display -
TFT"**

Cambio a Catena a 27 Rapporti
Momento Torcente(Coppia) 12/40 Nm,
Resa 250 Watt



Dimensione Ruota: 26"

9100100010-026 **€ 6.540,00**

Batterie Neodrives

I Livelli di autonomia dichiarati sono sempre dipendenti dai percorsi effettuati, dal peso dell'utilizzatore e dalla velocità.

**Batteria Neodrives G1 36V 10,75 Ah /
387Wh, Autonomia ca. 40-70 km**

9100900105



**Batteria Neodrives G2 36V 14,25 Ah /
513Wh, Autonomia ca. 50-80 km**

9100900106 **€ 119,00**



**Pacco Doppio Batteria Neodrives G1
2 Pezzi 36V 10,75Ah / 387Wh,**
Autonomia ca. 80-140 km

9100900107 **€ 1.017,00**

Montaggio su entrambi i lati della forcella, Predisposizione per cambio della batteria in uso montata sulla torretta per facilitare lo spostamento degli spinotti magnetici da una all'altra batteria

**Pacco Doppio Batteria Neodrives G2
2 Pezzi 36V 14,25Ah / 513Wh,**
Autonomia ca. 100-160 km

9100900108 **€ 1.232,00**

Montaggio su entrambi i lati della forcella, Predisposizione per cambio della batteria in uso montata sulla torretta per facilitare lo spostamento degli spinotti magnetici da una all'altra batteria

Trazione BionX

BionX PL 250HT IGH2

**"Trazione elettrica Confortevole
integrata con cambio Automatico a 2
Rapporti e sistema Sganciamento
per marcia indietro Libera",
Assistenza alla Partenza da "0 km/h"
Momento Torcente 9/40 Nm,
Resa 250 Watt**

Dimensione Ruota: 26"

9100100020-026 **€ 6.520,00**

BionX PL 250HT IGH3

**"Trazione Elettrica confortevole
integrata con cambio a 3 Rapporti,
Sistema Sganciamento per marcia
indietro Libera e attuatore cambio
su manopola"**

Momento Torcente (Coppia) 9/40 Nm,
Resa 250 Watt

Dimensione Ruota: 26"

9100100030-026 **€ 6.400,00**

BionX PL 250 HT

**"Trazione Elettrica Forte per
assistenza Permanente" con
Cambio a catena 27 Rapporti**
Momento Torcente (Coppia) 9/40 Nm,
Resa 250 Watt

Dimensione Ruota: 26"

9100100040-026 **€ 6.198,00**

BionX D-Series

**"Motore Forte ad alta resa per Utenti
esigenti" con Cambio Meccanico a
27 Rapporti**

Momento Torcente(coppia) 25/50 Nm,
Resa 250 Watt

Dimensione Ruota: 26"

9100100050-026 **€ 6.820,00**

Solo in combinazione con Sistema Frenante HD-con 2 Dischi Indipendenti.

Non in combinazione con Shimano V-Brake.

Batterie e Accessori BionX

I Livelli di autonomia dichiarati sono sempre dipendenti dai percorsi effettuati, dal peso dell'utilizzatore e dalla velocità.

Batteria BionX 48V 8,8Ah 423Wh,
Autonomia: ca. 35-60 km

9100900100

Batteria BionX 48V 11,6 Ah 556Wh,
Autonomia: ca. 45-75 km

9100900102 **€ 208,00**

**Pacco Doppio Batteria BionX 48V
8,8Ah 423Wh con predisposizione
Cambio Batteria inclusa,**
Autonomia: ca. 70-120km

9100900103 € 1.133,00

Montaggio su entrambi i lati della forcella, Predisposizione per cambio della batteria in uso montata sulla torretta per facilitare lo spostamento da una all'altra batteria.

**Pacco Doppio Batteria BionX 48V 11,6
Ah 556Wh con predisposizione
Cambio Batteria inclusa,**
Autonomia. ca. 90-150km

9100900104 € 1.320,00

Montaggio su entrambi i lati della forcella, Predisposizione per cambio della batteria in uso montata sulla torretta per facilitare lo spostamento da una all'altra batteria.

**Pulsante attivatore „Assistenza alla
partenza“ (Throttle) comando a pollice
montato sull'impugnatura**

9116200000 € 127,00

Montaggio:

Sinistra

Destra

Solo in combinazione con motori BionX,
non in combinazione con motori Neodrives
Z10!



**Shimano Deore XT 1x11 Di2 Rapid
Fire Cambio Meccanico A catena 11
Rapporti.**

9110200032 € 1.138,00

Cambio Elettronico con attuatore su maniglia per 11 Rapporti, Guarnitura 11-42 Denti.

Non in combinazione con copertone Schwalbe Knobby 20x2" e Schwalbe "Big Ben" 20x2,15"



**Shimano Deore XT 1x11 Di2 Cambio a
Mento Cambio meccanico a catena 11
Rapporti.**

9110200033 € 1.245,00

Cambio Elettronico con attuatore su leva azionabile a mento (Versione per Tetra). 11 Rapporti Guarnitura 11-42 Denti.

Non in combinazione con copertone Schwalbe Knobby 20x2" e Schwalbe "Big Ben" 20x2,15"



Accessori per Cambi

**Mountaindrive 2,5 : 1
Riduttore Forza Collegato con motori
BionX PL 250HT, IGH2 e IGH3 con
raddoppio dei Rapporti presenti**

9116200003 € 499,80

Ingranaggio meccanico planetario per il raddoppio dei rapporti.

Tutte i rapporti (del riduttore e dell'ingranaggio)

possono essere variati da fermo!

Solo in combinazione con misura scartamento della pedaliera cm 40 o 45!



**Mountaindrive 2,5 : 1
Riduttore Forza per Motori BionX PL
250HT e neodrive – 18Rapporti -**

9116200004 € 371,30

Ingranaggio Meccanico Planetario Sostituisce le 3 Corone superiori e permette l'attivazione del sistema da fermo.

In combinazione con scartamento della pedaliera 40 o 45cm!



Cambio a Catena

**Shimano Deore 3x9 Rapide Fire
27 Rapporti Cambio a Catena**

9100200018

Guarnitura: Corone con 22-32-44 Denti, Pacco Pignoni 11-13-15-17-20-23-26-30-32 Denti

Non in combinazione con BionX PL 250HT IGH2 e BionX PL 250HT IGH3!



**Shimano Deore XT 1x11 Rapid Fire
Cambio Meccanico a Catena 11
Rapporti**

9110200034 € 151,00

Cambio meccanico con attuatore su Manopola.

11 Rapporti Guarnitura:

Corone 11-42 Denti

Non in combinazione con Copertone Schwalbe Knobby 20x2" e Schwalbe "Big Ben" 20x2,15"



**Shimano Deore XT 1x11 Di2
Attuatore a Pulsante per cambio
meccanico a catena 11 Rapporti.**

9110200035 € 1.175,00

Cambio Elettronico con attuatore su maniglia per 11 rapporti, guarnitura 11-42 Denti.

Non in combinazione con copertone Schwalbe Knobby 20x2" e Schwalbe "Big Ben" 20x2,15"



Sistema Frenante

**Sistema Frenante ad alto Rendimento
"Magura "**

9100300101 € 78,60

Consigliato per pesi Corporei superiori a 80kg. Non fornibile in combinazione Freno a Rocchetto Idraulico su Disco



**2.Sistema Frenante Indipendente a
Disco "Magura "**

9100300100 € 183,90

Senza sistema frenante a pattino Shimano V-Break. Solo in combinazione con il sistema frenante ad alto rendimento "Magura "!

Freno a Rocchetto idraulico con sistema di disattivazione per marcia all'indietro

9110300003 € 618,80

Compatibile con cambi meccanici a catena e sistema di disattivazione per marcia indietro.

In combinazione con:

- Scartamento della pedaliera da 45 fino a 55cm, lunghezze pedivella 155 o 175 mm
- Fino a 120kg di peso corporeo.

Non in combinazione con Mountaindrive 2,5:1

Non in combinazione con Torretta mis. XS



Pedivelle


Lunghezza 155mm
9100600100-155

Lunghezza 175mm
9100600100-175

Lunghezza 195mm
9100600100-195

Pedivelle su misura
Lunghezza Pedivelle _____mm
(Minimo 125mm)

9100600101 € 155,80



Telaio


Geometria del Telaio

Lunghezza 104cm
Larghezza seduta ca. 39cm
9100100000-001

Lunghezza 116cm
Larghezza seduta ca. 39cm
9100100000-002

Lunghezza 116cm € 161,20
Larghezza seduta ca. 43cm
9100100000-003

Versione Heavy Duty € 335,50
Fino a 120kg di peso Corporeo
9100800013
Consigliato per Utilizzo-Offroad



Appoggiagambe/Piedi

Appoggiapiedi Diviso


9100100008
montati sulla forcella, per arti inferiori
Altezza utilizzatore max. 165 cm!

Appoggiapiedi chiusa anteriormente

9100100009
Fissaggio alla Forcella

Appoggiapiedi fissato al Telaio

9100100010 € 400,40
Piedi e gambe non influenzati dalle sterzate
Aumenta la larghezza totale!
Non in combinazione con carter di protezione gambe/piedi



Dimensioni

Scartamento della pedaliera

Distanza Impugnatura 40cm
9100500100-040

Distanza Impugnatura 45cm
9100500100-045

Distanza Impugnatura 50cm
9100500100-050



Battuta per Appoggiapiedi

9100100012 € 71,90

Stabilizzatori Coscia

9100100013 € 127,90




Torretta

XS (X/Y 113/130)
9100501100-004

S (X/Y 67/153)
9100501100-003

M (X/Y 90/250)
9100501100-001



Schienale

Schienale in Lamiera

9100800000
con imbottitura Foam 1,5cm di spessore

Schienale con Telo body contour

9100800010 € 123,80

Con Imbottitura 3cm
Fodera: Nera / Traspirante



Torretta Regolabile

9110500001 € 182,90

Regolabile in Lunghezza ed Inclinazione.

Indicare a quale misura di torretta standard deve riferirsi.

Misura: _____

In assenza di indicazione specifica della misura, verrà fornita impostazione della misura S.

Fornibile fino alla misura S



Telo Seduta

Telo seduta a fasce e chiusura a velcro

9100801010



Telo seduta body contour

9100801025



Cuscini

Forma	Cuscino "Standard" 9100000190	Cuscino con apertura anteriore per telaio con stabilizzatori di coscia 9100800103
Misura in cm		
Chassis: 104 SB: 39 ST: 30	-001 <input type="checkbox"/>	-001 <input type="checkbox"/>
Chassis: 116 SB: 39 ST: 40	-002 <input type="checkbox"/>	-002 <input type="checkbox"/>
Chassis: 116 SB: 43 ST: 40	-003 <input type="checkbox"/>	-003 <input type="checkbox"/>
Prezzo	€ 88,30	€ 161,10

Fodera: nera, traspirante a superficie aperta
Altezza Cuscino: 4 cm

Cuscino aperto anteriormente per sistemi con staffe stabilizzatrici coscie

Copertoni

Schwalbe Marathon

26x1,5" (559-35)
9100105100

Copertoni Tour



Schwalbe Marathon Plus Tour

26x2,0" (559-50) € 58,80
9100105140



Schwalbe Smart Sam

26x2,1" (559-54) € 58,80
9100105150



Accessori Bike

Paraspruzzi estraibile

9100502100 € 45,80



Caricabatteria Rapido Neodrives

9116900006 € 66,40



Carter di protezione Gambe/Piedi

9100100231 € 141,50

Protezione per utilizzo ruote da MTB
Fissata alla forcella
Colore: Nero opaco
Consigliato per utilizzo- Offroad e Ruote MTB



Barra protettrice posteriore Fissata sull'asse ruote posteriori

9100800100 € 171,80



Poggianuca

9100800150 € 206,00

Regolabile in altezza e inclinazione



Cintura per Fissaggio Pelvico

9100800200 € 93,50



Tubo per predisposizione montaggio accessori ø 22mm x 42mm (Set illuminazione, tachimetro ecc.)

9110903271 Pz. á € 18,30

Colore: Alluminio Anodizzato

___ N° Pezzi



Set illuminazione SIGMA Lightster LED, con fissaggio

9100900019 € 102,50

con caricabatterie e batterie (4 Pz. NICD)
Faro anteriore e posteriore



Accessori per Utenti con ridotta Funzionalità "Sistemi per Tetra"

Staffe ferma Polso regolabili

9110601101 € 140,30



Staffe ferma Polso regolabili

9110601100 € 135,90



Staffe ferma polso mano regolabili inclinazione e larghezza

9110601102 € 158,60

Soluzione altamente stabilizzante, con opponente in tubo con imbottitura in foam da 20 mm



Colori Telaio

Annotazioni e Note:

Informazioni ed immagini d'esempio su : <http://www.proactiv-gmbh.eu/it/colori.php>

Bianco RAL 9016

- lucido 9000100170-023
 opaco 9000100170-123 € 33,30

Argento brillante

- lucido 9000100170-011

Antracite RAL 7016

- lucido 9000100170-001
 opaco 9000100170-101 € 33,30

Nero RAL 9005

- lucido 9000100170-003
 opaco 9000100170-019 € 33,30

Nero effetto argentato

- lucido 9000100170-007

Arancione RAL 2004

- lucido 9000100170-022

Fire Red

- lucido 9000100170-018
 opaco 9000100170-118 € 33,30

Rosa Fucsia RAL 4010

- lucido 9000100170-037
 opaco 9000100170-137 € 33,30

Blu Sky

- lucido 9000100170-017

Blu pastello RAL 5024

- lucido 9000100170-036
 opaco 9000100170-136 € 33,30

Marina blu

- lucido 9000100170-045
 opaco 9000100170-145 € 33,30

Apple Green

- lucido 9000100170-014
 opaco 9000100170-114 € 33,30

Lemon Green

- lucido 9000100170-005
 opaco 9000100170-105 € 33,30

Viola

- lucido 9000100170-044

Transparente

- lucido 9000100170-029

Giallo RAL 1023

- lucido 9000100170-046
 opaco 9000100170-146 € 33,30

Rosso RAL 3001

- lucido 9000100170-047
 opaco 9000100170-147 € 33,30

Per conferma ordine come da scheda compilata

Luogo, Data

Firma (Utilizzatore)

Luogo, Data

Firma (Rivenditore)