

32 Allegato: Pass per prodotti medici / conferma delle istruzioni verbali

Dati del prodotto:

Numero di serie: _____

Dati del cliente:

Cognome, nome: _____

Via: _____

C.A.P., località: _____

Telefono: _____

Responsabile delle spese: _____

Le istruzioni verbali sono state impartite da:

Rivenditore in ambito sanitario

Servizio esterno PRO ACTIV

Timbro / Data / Firma del rivenditore

Conferma delle istruzioni verbali

Sono stato / siamo stati istruito / i sulla base del relativo protocollo di consegna sull'uso del prodotto indicato con esplicito riferimento ai possibili errori di comando. Sono state specificate le situazioni in cui occorre richiedere l'aiuto di una seconda persona per l'uso del prodotto. Ho / abbiamo ricevuto le istruzioni per l'uso scritte.

Persona che ha impartito le istruzioni verbali

Nome, data, firma _____

1. Persona istruita

Nome, data, firma _____

2. Persona istruita

Nome, data, firma _____

3. Persona istruita

Nome, data, firma _____

In caso di utenti minorenni o che non possano agire sotto la propria responsabilità, occorre istruire le persone responsabili / autorizzate / che ne fanno le veci, con successiva firma di tali persone. I dati vengono raccolti nel sistema informatico della PRO ACTIV Reha-Technik GmbH, in qualità di produttrice del prodotto summenzionato, e trattati ai sensi di §16 BDSG.

33 Allegato: Protocollo di consegna

33.1 Criteri obbligatori da rispettare per l'autorizzazione all'uso

Argomento	eseguito / soddisfatto	Osservazioni
Sulla base della propria valutazione e sulla base delle informazioni del cliente in merito alle limitazioni dovute alla disabilità, il prodotto è idoneo per il cliente.		
L'uso previsto dal cliente è pienamente conforme a quanto indicato sulle istruzioni per l'uso come utilizzo conforme (v. capitolo Descrizione del prodotto / destinazione d'uso).		
L'equipaggiamento del prodotto è tale da consentire al cliente un utilizzo sicuro con la massima riduzione dei rischi (v. la check-list nella pagina successiva).		
Il cliente è stato ritenuto idoneo alla guida del prodotto tramite guida di prova con situazioni difficili (v. check-list nella pagina seguente).		
Le istruzioni per l'uso e in particolare tutte le avvertenze e indicazioni di sicurezza sono state spiegate in modo esaustivo, comprese dall'utente e poi consegnate allo stesso.		

33.2 Check-list per le istruzioni verbali all'utente

Argomento	eseguito / soddisfatto
Tutti gli elementi meccanici di comando spiegati con dimostrazione del funzionamento.	
Funzionamento dei freni mostrato e poi testato personalmente dall'utente e / o dall'aiutante.	
È stato indicato che il freno è un freno di stazionamento e non di esercizio.	
Funzionamento delle maniglie di spinta mostrato e poi testato personalmente dall'utente e / o dall'aiutante.	
Funzionamento dei supporti antiribaltamento mostrato e poi testato personalmente dall'utente e / o dall'aiutante.	
Lo smontaggio e il montaggio delle ruote motrici è stato mostrato e poi testato personalmente dall'utente e / o dall'aiutante.	
Le indicazioni sulle ruote motrici in merito alla pressione degli pneumatici e alla profondità del profilo sono state fornite e comprese dal cliente.	
Guida di prova: Superamento con la carrozzina degli ostacoli, p. es. un cordolo di marciapiede	
Guida di prova: Procedere in avanti e indietro, in salita e discesa in senso orizzontale e in direzione di marcia	
Prova: Utilizzo dei supporti antiribaltamento davanti ad un ostacolo	
Istruzioni per la cura, la manutenzione e la pulizia del prodotto impartite.	
Il contenuto delle istruzioni per l'uso è stato completamente rivisto sulla base delle istruzioni sul prodotto e compreso dal cliente. Inoltre, è stato dato particolare valore alle avvertenze di sicurezza.	

L'uso del prodotto è consentito soltanto se tutti i punti degli argomenti "Criteri obbligatori da rispettare per l'autorizzazione all'uso" sono soddisfatti dall'utente e i punti delle "Check-list per le istruzioni verbali all'utente" sono stati spuntati.